



体位変換器

体位変換器使用の目的 ポジショニングには、さまざまな目的があります。

- 床ずれ防止 ●拘縮／変形防止 ●筋緊張の緩和と調整 ●呼吸の改善
- 浮腫の改善 ●姿勢の安定により活動を促す ●座位や立位の準備として

イージースライドM

パラマウントベッド

KZ-A52043

TAIS/00170-000611

●寸法：長さ70×幅100cm

体の下に敷き込み摩擦を減らして移動も容易に行えます



月額レンタル料	ご利用負担額	1割	200円
2,000円	2割	400円	
	3割	600円	

※地域によっては保険貸与ができない場合もございます


ナーセントパットA(3ピース)NP

アイ・ソネックス

TAIS/00149-000012

●寸法：(大ピース) 全幅40×奥行40×全高10cm
(小ピース) 全幅40×奥行20×全高10cm

●重量：(大ピース) 0.85kg
(小ピース) 0.45kg×2 計1.75kg



- 体位変換
- 良肢位の保持
- 床ずれ部位の除圧

月額レンタル料	ご利用負担額	1割	200円
2,000円	2割	400円	
	3割	600円	

※地域によっては保険貸与ができない場合もございます

ライトターン 標準タイプ

アイ・ソネックス

TAIS/00149-000017

●寸法：幅43×奥行13×高さ39cm

●重量：0.95kg



テコの原理の応用で、負担なく寝返り介助を行うことができます

月額レンタル料	ご利用負担額	1割	240円
2,400円	2割	480円	
	3割	720円	

在庫限定

※地域によっては保険貸与ができない場合もございます

ロンボ ポジショニング 初期導入セット ラックヘルスケア

TAIS/00245-000103

①RF1 RF21118

●寸法：長さ60×幅40cm

②RF5 RF21145

●寸法：長さ80×幅80cm

③RF3 RF32804

●寸法：長さ40×幅23cm (2コ)

④RM1 RM43036

●寸法：長さ75×幅65cm

⑤RM2 RM41934

●寸法：クッション本体
長さ80×幅40cm
フラップ部
長さ80×幅20cm



カバーがつかます

月額レンタル料	ご利用負担額	1割	800円
8,000円	2割	1,600円	
	3割	2,400円	

※地域によっては保険貸与ができない場合もございます

ロンボ ポジショニング スネーククッション ラックヘルスケア

RM46200

TAIS/00245-000102

●寸法：長さ220×φ20cm

カバーがつかます



月額レンタル料	ご利用負担額	1割	200円
2,000円	2割	400円	
	3割	600円	

※地域によっては保険貸与ができない場合もございます

ラグーナ

ケープ

自動体位変換マットレス

90cm幅 CR-703

TAIS/00206-000103

90cm幅 ショート CR-707

TAIS/00206-000105


84cm幅 CR-700

TAIS/00206-000102

84cm幅 ショート CR-705

TAIS/00206-000104

●寸法：レギュラー：長さ192cm
ショート：長さ180cm



厚さ 13.5cm

月額レンタル料	ご利用負担額	1割	970円
9,700円	2割	1,940円	
	3割	2,910円	

非課税

小さな体位変換を頻回に行うスモールチェンジ機能とトリプルフィットセルによる圧切替で床ずれを防ぐ